

Étiquetage montures optiques

Domaine d'utilisation

Les montures optiques sont des dispositifs médicaux de classe I (Règle 1 Chapitre III de l'annexe VIII du Règlement (UE) 2017/745) conçus principalement pour être équipés de verres optiques prescrits pour la correction de défauts visuels.

Les montures optiques sont conformes au Règlement (UE) 2017/745

Avertissements

Le risque que le contact avec des matériaux et des traitements utilisés dans la fabrication des montures provoque des réactions indésirables chez des sujets particulièrement sensibles ou allergiques ne peut pas être exclu.

La monture est fournie avec des verres de présentation, qui ne sont pas destinés à être utilisés et servent uniquement à maintenir la forme des lunettes et à permettre d'essayer la monture de façon à ce que le résultat soit le plus proche possible de la réalité une fois les lunettes montées.

Entretien et nettoyage

Les montures optiques doivent être rangées dans leur étui d'origine à une température comprise entre -10°C et $+35^{\circ}\text{C}$. Éviter l'exposition au soleil dans des espaces fermés privés d'air conditionné (ex. : tableau de bord de la voiture) parce que les températures atteintes dans ces conditions peuvent détériorer les propriétés de la monture. En cas de contact ponctuel avec des substances telles que de l'eau salée (eau de mer), de l'eau de piscine, des produits chimiques tels que des cosmétiques, de la laque pour cheveux, des crèmes solaires et des produits antimoustiques, il est conseillé d'essuyer immédiatement avec un chiffon doux humide. En cas d'usure (ex. rayures, opacité), il est conseillé d'utiliser des pièces de rechange originales pour remplacer les pièces abimées.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide et un détergent neutre et sécher avec un chiffon propre et doux. Éviter d'utiliser des solvants (par ex. alcool et acétone) et des détergents chimiques agressifs qui pourraient détériorer les propriétés des lunettes.

Marquage

Le code d'identification du modèle se trouve à l'intérieur de la monture. La date de production est indiquée sur l'emballage individuel

Réclamations/Contacts

Pour toute réclamation ou pour signaler une anomalie, s'il n'est pas possible de contacter le point de vente dans lequel le produit a été acheté, veuillez adresser la demande à :

www.original-vintage.com